

8. アメロゲニンが骨髄細胞の分化に与える影響(東日本歯学会第22回学術大会 一般講演抄録)

著者名(日)	泉川 昌宣, 小川 真史, 豊田 将吾, 小池 俊之, 小林 文人, 斎藤 隆史
雑誌名	東日本歯学雑誌
巻	23
号	1
ページ	127
発行年	2004-06
URL	http://id.nii.ac.jp/1145/00008856/

8. アメロゲニンが骨髄細胞の分化に与える影響

○泉川 昌宣, 小川 真史, 豊田 将吾, 小池 俊之, 小林 文人, 斎藤 隆史
(北海道医療大学歯科保存学第二講座)

【目的】近年, 多分化能細胞である骨髄由来の間葉系幹細胞 (Mesenchymal Stem Cells) は細胞工学分野への応用の可能性が注目されている. これまで我々は, 象牙質再生材料及びその医療技術の開発を目的に研究を行ってきた. 今回我々は, エナメルマトリックスの主要タンパク質であるアメロゲニンに着目し, 骨髄細胞を組織工学に应用する際のアメロゲニンの細胞分化への影響を検討することを目的として, アメロゲニン添加時の骨髄細胞によるmRNA発現の変化について定量PCRにより検討を行った.

【材料及び方法】7週齢の雄性Fischer344ラットの大腿骨を採取し, 付着性の細胞を15%ウシ胎児血清含有 α -MEMにて, 37°C, 5%CO₂, 湿度100%の条件下で培養した. 培地交換は3日ごとに行った. 継代後コンフルエントになったところで実験を開始した. アメロゲニンをそれぞれ0, 10, 100, および1000ng/mlの濃度で無血清培地中に加えた. 添加後, 30分, 24時間後にTRIZOLにて細胞を回収した. さらにAGPC変法を用いて全RNAを抽出し, cDNAを合成した. その後, LightCycler™ (Quick system3301, Roche Diagnostics, Germany) を用いた定量

PCR法により, アメロゲニンにより刺激された骨髄細胞における硬組織関連mRNA (BMP-2, BMP-4, osteonectin, osteopontin, osteocalcin, type I collagen, DMP-1, mRNA) の発現の変化についての分析を行った. また, アメロゲニン添加後の骨髄細胞のアルカリフォスファターゼ活性測定, およびvon Kossa染色を行った.

【結果および考察】定量PCRの結果より, 硬組織関連mRNAの発現は, アメロゲニンの添加により増強がみられた. また, コントロール群と比較してアメロゲニン添加後20日のアルカリフォスファターゼ活性は促進されていた. さらに, von Kossa染色においてはアメロゲニン添加後11日で強く染色され, 石灰化の促進が確認された. これまで, プタエナメル基質抽出物 (商品名EN-DOGAIN, EMD, BIORA社) が骨芽細胞や歯根膜細胞の分化を促進することは報告されていたが, その正確な有効成分は不明であった. 本研究において我々は, 精製度の高いアメロゲニンを使用して, 骨髄細胞の分化について検討した結果, アメロゲニンが骨髄細胞の硬組織関連mRNA発現を増強し, 骨芽細胞への分化を強力に促進することを明らかにした.

9. NEVA METER®を用いた唾液粘稠度と喫煙状態の関連

○衣笠 裕紀, 小林 孝雄, 増田 貴大, 山下 浩朗, 池田 雅美, 中島 啓介, 小鷲 悠典
(北海道医療大学歯学部歯科保存学第一講座)

【目的】口腔内に分泌される唾液は, 口腔内細菌に対する免疫防御機構において重要な役割を果たすと共に細菌性プラークの形成自体にも関与している. その分泌は自律神経系の働きにより調節されており, 副交感神経が刺激されると漿液性に, 交感神経が刺激されると粘液性に変化する. 近年, 喫煙が歯周炎の病態に及ぼす影響が注目されているが, 喫煙と唾液の粘稠度の関連を検討した研究は少ない. 本研究では, 唾液の粘稠度を簡易に測定できるNEVA METER®を使用して, 喫煙が唾液の粘稠度に与える影響を検討することを目的とした.

【材料および方法】

(実験1) 唾液中コチニン濃度と唾液粘稠度の関連

1. 被験者と唾液サンプル採取

北海道医療大学歯学部在籍する職員, 学生に研究の内容を説明しインフォームドコンセントが得られた184名を被験者とした. 被験者に対して喫煙状態に関するアンケート調査を行い, 下顎安静位で3分間開口させ口腔底に貯留した唾液を滅菌スポイトで採取しサンプルとした.

2. 粘稠度の測定

採取した唾液サンプルについて, NEVA METER®を使用して5回測定し最大値と最小値を除外した3回分のデータの平均値を粘稠度の指標とした.

3. コチニン量の測定